

Scheda di verifica per le aziende per la preparazione della PQ LPP TDM

Le aziende in cui si svolge la procedura di qualificazione (PQ) per l'ottenimento del titolo federale di tecnologa/tecnologo per dispositivi medici TDM AFC sono responsabili di garantire le condizioni aziendali per lo svolgimento del LPP. Ciò vale sia per le candidate e i candidati con contratto di tirocinio sia per quelli che seguono la procedura di ottenimento retroattivo del titolo secondo l'art. 33.

Incarico alla persona responsabile della PQ: si prega di compilare la check-list in anticipo e di presentare la versione approvata alle perite e ai periti d'esame in occasione della PQ, in modo che l'esame possa essere avviato.

Nome della candidata/del candidato	
Nome dell'istituzione	
Nome della persona responsabile / formatore professionale	

Requisiti

Quantità	Aspetti generali	Azienda	Perita/o
	L'ambiente di lavoro è organizzato in modo adeguato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I materiali di lavoro sono preparati in modo adeguato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	un locale tranquillo è a disposizione delle perite e dei periti d'esame.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lavaggio e disinfezione		
	Gli strumenti di lavoro sono disponibili, ma non sono stati preparati né dosati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	TD sono disponibili, di cui 1 per il test di routine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 - 4	cestelli ortopedici/traumatologici con strumenti composti da più parti e strumenti con cavità sono predisposti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tutti	gli strumenti sono sporchi (naturalmente o artificialmente).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	carico per il controllo del processo e il rilascio della TD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Raggruppamento e confezionamento di dispositivi medici		
1	termosaldatrice predisposto, ma non testato e non in funzione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	cestelli con strumenti mini-invasivi provenienti dalla chirurgia generale (viscerale o ortopedia, ginecologia), inclusi un'ottica rigida e uno strumento isolato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	apparecchio per il controllo della funzionalità di strumenti isolati strumenti AF isolati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	apparecchio per il controllo della funzionalità di ottiche e conduttori di luce.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Materiale sufficiente per il controllo dei tagli di dispositivi medici taglienti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterilizzazione dei dispositivi medici			
1	apparecchio di sterilizzazione a vapore precedentemente testato, ma non rilasciato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	È disponibile materiale sufficiente per il carico di una sterilizzatrice a vapore e per il rilascio del lotto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Un lotto sterilizzato con vapore acqueo non ancora rilasciato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni

Luogo, data:

Firma della persona responsabile: